

Suprabone®

Bone graft substitute

"Sorunsuz Füzyon!"



BMT Calsis, insan sađlığına yönelik ileri malzeme ve teknolojileri, rekabetçi ve yenilikçi yaklaşımlar ile tıbbın ve insanlığın hizmetine sunmak üzere 2008 yılında kurulmuş, Türkiye'nin ortobiyojik malzeme üreticisidir.

BMT Calsis'in modern üretim tesislerinde; üretim, paketlenme ve ArGe amaçlı tamamı elektronik kontrollü sıcaklık, basınç, hava deđişim hızı ve benzeri tüm üretim parametreleri için 7 gün 24 saat gerçek zamanlı olarak gözlenen beş adet ISO Class 7 temiz oda kullanılmaktadır.



Suprabone Putty

Suprabone Putty Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Açıklama	Partikül Boyutu	Hacim
P2110211	Suprabone Putty	-	1 cc
P2110213	Suprabone Putty	-	5 cc
P2110214	Suprabone Putty	-	10 cc

Suprabone Putty Kit, karıştırılmak üzere β -TCP powder ve hidrojel olmak üzere iki komponentten oluşur. Uygun oranlarda karıştırıldığında macun kıvamında veya enjekte edilebilir formda hazır hale getirilir.



İster macun, ister enjektabl, tek pakette pratik çözüm...



Suprabone Granules

Suprabone Granules Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Açıklama	Partikül Boyutu	Hacim
S2090114	Suprabone Granule	2-4 mm	5 cc
S2090111	Suprabone Granule	2-4 mm	10 cc
S2090112	Suprabone Granule	2-4 mm	15 cc
S2090113	Suprabone Granule	2-4 mm	30 cc
S2090124	Suprabone Granule	4-7 mm	5 cc
S2090121	Suprabone Granule	4-7 mm	10 cc
S2090122	Suprabone Granule	4-7 mm	15 cc
S2090123	Suprabone Granule	4-7 mm	30 cc



Gözenekli yapısından ötürü hastanın kendi kanı, kemik iliği veya serum fizyolojik ile rahatlıkla karıştırılabilir.

