


Suprabone® DENTAL



Suprabone®
PUTTY

Suprabone®
POWDER



“Yerli Üretim ve Global Kalite”


bmtcalsis
implanting new ideas

www.bmtcalsis.com

Suprabone® DENTAL

Suprabone® PUTTY

Suprabone Putty karıştırılmak üzere β -TCP Powder ve hidrojel olmak üzere hazırlanmış iki komponentten oluşur. Uygun oranlarda karıştırıldığında macun kıvamında veya enjektörde edilebilir formda hazır hale getirilir.



SUPRABONE PUTTY ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün Kodu	Açıklama	Partikül Boyutu	Hacim
P2110211	Suprabone Putty	-	1 cc

Suprabone® POWDER

Suprabone ürünleri %100 biyobozunur β -TCP'den oluşmaktadır.

SUPRABONE POWDER ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün Kodu	Açıklama	Partikül Boyutu	Hacim
S2100311	Suprabone Powder	500-1000 μ m	1 cc
S2100312	Suprabone Powder	500-1000 μ m	2 cc
S2100321	Suprabone Powder	1-2 mm	1 cc
S2100322	Suprabone Powder	1-2 mm	2 cc



www.birintasarim.com

bmtcalsis
implanting new ideas

BMT CALSIS SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Saray Mah. 1500. Cad. No:30/A
Kahramankazan - ANKARA - TURKEY
T: +90 312 405 80 69 F: +90 312 440 30 48
e-mail: info@bmtcalsis.com
www.bmtcalsis.com

CE
1984

kiwa
certified
ISO 13485
BR.05 Rev00 TR