

SupraFelt®

KIKIRDAK ONARIM MATERYALI



SupraFelt®

KIKIRDAK ONARIM MATERYALİ

SupraFelt , dejeneratif ve post travmatik kıkırdak defektlerinin onarımı ve rejenerasyonuna yönelik, Hyalüronik Asit (HA) ve Poliglükolik Asit (PGA) den oluşan matrix formunda bir hücreli kıkırdak implantıdır.

SupraFelt , insan veya hayvan kaynaklı doku türevleri içermemektedir.

SupraFelt, lokal artiküler kıkırdak defektlerinde, artroskopik veya mini artrotomi (minimal invaziv) yöntemlerle, biyobozunur- biyokompozit pinler ve doku yapıştırıcı gibi ürünlerle kombine edilerek implante edilebilir.

SupraFelt, implantasyondan hemen önce , tercihen sırası ile , PRP (Platelet Rich Plasma) , hastanın kendi kanından ayrıştırılmış serum veya steril su içerisinde minimum 2 dk. bekletilerek rejenerasyonun hızlandırılması ve implantasyon için gerekli elastik yapıya ulaşması sağlanır.

SupraFelt 3 boyutlu özelliğe sahip yapısı ile implantasyonda cerrahi kolaylık sağlar.

SupraFelt ,başarılı implantasyonu ve doku onarımı sonrası vücut tarafından tamamıyla rezorbe edilebilmektedir.

SupraFelt, Gama Sterilizasyonuna tabi tutulmuştur. 2-25°C (oda sıcaklığı) aralığı sıcaklıkta muhafaza edilmesi gereken tek kullanımlık bir üründür.



Ürün Adı	Referans No	Boyut	Barkod No
SupraFelt	F2160525	25 x 35 x 1,1 mm	8699424120368
SupraFelt	F2160520	20 x 30 x 1,1 mm	8699424120351

